Sprawozdanie – Symulacja tomografu komputerowego

1. Informacje ogólne

Skład grupy: **Kacper Garncarek 148114, Kamil Kałużny 148121**, grupa L8

Zastosowany model tomografu: równoległy.

Zastosowany język programowania: python, w tym biblioteki numpy, matplotlib, opency, ipywidgets, Ipython,, skimage, pydicom

2. Główne funkcje programu

a. Pozyskiwanie odczytów dla poszczególnych detektorów.

```
for i, alpha in enumerate(angles):
   angles det = np.deg2rad(np.linspace(0, phi, detector num) + alpha - phi/2)
   angles emit = np.deg2rad(np.linspace(0, phi, detector num) + alpha - phi/2 + 180)
   detectors = np.zeros((detector num, 2), dtype=int)
   emitters = np.zeros((detector num, 2), dtype=int)
   for j, (angle_det, angle_emit) in enumerate(zip(angles det, angles emit)):
       xd = np.round(r * np.cos(angle_det) - x0).astype(int)
       yd = np.round(r * np.sin(angle_det) - y0).astype(int)
       xe = np.round(r * np.cos(angle emit) - x0).astype(int)
       ye = np.round(r * np.sin(angle emit) - y0).astype(int)
       detectors[j][0], detectors[j][1] = xd, yd
       emitters[detector num-j-1][0], emitters[detector num-j-1][1] = xe, ye
   pixels = np.zeros(detector num, None)
   for j, (det coord, emit coord) in enumerate(zip(detectors, emitters)):
       beam coord = bresenham(tuple(det coord), tuple(emit coord))
       pixels[j] = np.sum([img[coord] for coord in beam coord])
   sinogram[i,] = pixels
```

Skorzystaliśmy z modelu addytywnego, odczyty dla każdego z detektorów to suma wartości pikseli znajdujących się na linii emiter – detektor.

b. Filtrowanie sinogramu

```
def apply_filter(sinogram, kernel_size):
    kernel = [1 if k == 0 else 0 if k % 2 == 0 else ((-4/(np.pi**2)) / (k**2)) for k in range(-kernel_size//2+1, kernel_size//2+1)]
    filtered_sinogram = np.zeros_like(sinogram)

for i in range(sinogram.shape[0]):
        filtered_sinogram[i,] = np.convolve(sinogram[i,], kernel, mode='same')

return filtered_sinogram
```

W wyniku serii eksperymentów, które miały określić optymalny rozmiar maski doszliśmy do wniosków, że w większości przypadków im większy rozmiar tym bardziej wyraźny zrekonstruowany obraz. Z tego względu domyślna długość maski w naszym programie jest równa długości wiersza sinogramu.

c. Ustalenie jasności poszczególnych punktów obrazu wynikowego oraz jego przetwarzanie końcowe

```
def inverse radon transform(sinogram, delta, out scale=5.0, show iter=True):
    angles = np.arange(0, 180 + delta, delta)
    detectors num = sinogram.shape[1]
    size = np.round(np.sqrt((detectors num) ** 2 / out scale)).astype('int')
    reconstr img = np.zeros((size, size))
    x0, y0 = np.mgrid[:size, :size] - size // 2
    x = np.arange(detectors num) - detectors num // 2
    angles = np.deg2rad(angles)
    for col, angle in zip(sinogram, angles):
        s = -x0 * np.sin(angle) + y0 * np.cos(angle)
        reconstr img += np.interp(s, x, col)
        if show iter:
            plt.imshow(reconstr img, cmap='gray')
            plt.show()
            IPython.display.clear output(wait=True)
    return reconstr img
```

Obraz został zrekonstruowany w oparciu o interpolacje wartościami sinogramu. Zastosowano normalizacje MinMax.

d. Wyznaczanie wartości RMSE na podstawie obrazu źródłowego oraz wynikowego
def calculate_rmse(original_img, reconstructed):
 return np.sqrt(np.mean((reconstructed - original_img)**2))

e. odczyt i zapis plików DICOM


```
def convert image to ubyte(img):
   return img as ubyte(rescale intensity(img, out range=(0.0, 1.0)))
def save_as_dicom(file_name, img, patient_data):
   img_converted = convert image to ubyte(img)
   meta = Dataset()
   meta.MediaStorageSOPClassUID = pydicom. storage sopclass uids.CTImageStorage
   meta.MediaStorageSOPInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
   meta.TransferSyntaxUID = pydicom.uid.ExplicitVRLittleEndian
   ds = FileDataset(None, {}, preamble=b"\0" * 128)
   ds.file meta = meta
   ds.is little endian = True
   ds.is implicit VR = False
   ds.SOPClassUID = pydicom. storage_sopclass_uids.CTImageStorage
   ds.SOPInstanceUID = meta.MediaStorageSOPInstanceUID
   ds.PatientName = patient_data["PatientName"]
   ds.PatientID = patient_data["PatientID"]
   ds.ImageComments = patient_data["ImageComments"]
   ds.StudyDate = patient data["StudyDate"]
   ds.Modality = "CT"
   ds.SeriesInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
   ds.StudyInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
   ds.FrameOfReferenceUID = pydicom.uid.generate uid()
   ds.BitsStored = 8
   ds.BitsAllocated = 8
   ds.SamplesPerPixel = 1
   ds.HighBit = 7
   ds.ImagesInAcquisition = 1
   ds.InstanceNumber = 1
   ds.Rows, ds.Columns = img converted.shape
   ds.PhotometricInterpretation = "MONOCHROME2"
   ds.PixelRepresentation = 0
   pydicom.dataset.validate file meta(ds.file meta, enforce standard=True)
   ds.PixelData = img_converted.tobytes()
   ds.save as(file name, write like original=False)
   print('Image saved successfully')
def read dicom(filename):
   ds = pydicom.dcmread(filename)
   return ds.pixel array
```

Dane pacjenta przekazywane pod postacią słownika patient_data.

```
filename = input("Enter file name: ")
patient_data = {}
patient_data["PatientName"] = input("Enter patient name: ")
patient_data["PatientID"] = input("Enter patient id: ") # str(np.random.randint(0,10000))
patient_data["ImageComments"] = input("Enter comments: ")
patient_data["StudyDate"] = datetime.now().date().strftime('%Y%m%d')


dicom_img = convert_image_to_ubyte(reconstructed_filtered)
save_as_dicom(dicom_dir+filename+'.dcm', dicom_img, patient_data)
```

3. Przykład działania




4. Wyniki eksperymentu


Wykresy zmian RMSE w zależności od zmian parametrów.



Niestety analiza wykresów zależności RMSE od liczby skanów oraz detektorów nie ma sensu ponieważ nie udało nam się przed deadlinem zmodyfikować błędu, który powodował że rekonstrukcja obrazów nie jest w takiej samej skali jak obraz wejściowy. Dla tego przykładu:




Dla kąta rozpiętości wygląda to nieco lepiej, jednak ma to również związek z niepoprawną skalą zrekonstruowanego obrazu:




Wyniki dla dwóch wybranych obrazów dla następujących parametrów: liczba detektorów = 360, liczba skanów = 360, rozpiętość wachlarza = 270 stopni:

Obraz 1



Obraz 2



W obu przypadkach zaobserowano znacząca poprawę jakości obrazu po użyciu filtrowania.